

neodisher® SBK



Spezialnachspülmittel zum Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken



Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

 Kalkabbindung und Nachspülung bei der Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten mit Dampfdesinfektion

Leistungsspektrum:

- Verhindert wirkungsvoll Kalkablagerungen im Dampferzeuger, in Rohrleitungen und Düsen auch bei hohen Wasserhärten
- Mit speziellen Enthärtungskomponenten zur wirksamen Wasserhärte-Abbindung
- Für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung

Besondere Eigenschaften:

- Schaumdämpfend, für alle säurebeständigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für Steckbecken und Urinflaschen mit Dampfdesinfektion geeignet
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Sauer eingestellt, auf Basis organischer Säuren

Anwendung und Dosierung:

neodisher SBK wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken und Urinflaschen mit Dampfdesinfektion eingesetzt. Die Dosierung erfolgt über die maschinenseitig vorhandenen Dosiergeräte und beträgt 0,5 - 1,5 ml/l je nach Wasserhärte. Auf Säurebeständigkeit von Dosiersystemen und Dampferzeugern achten.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von neodisher SBR extra, einem Spezialreiniger für Steckbecken und Urinflaschen.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inkl.
 Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Spülgutherstellers.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungsund Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.

Technische Daten:

	pH-Wert	3,7 - 3,0 (0,5 - 1,5 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
	Viskosität	< 50 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
	Dichte	1,1 g/cm³ (20 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EGDetergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % Polycarboxylate
außerdem Konservierungsmittel (Kaliumsorbat,
Methylchloroisothiazolinon/Methylisothiazolinon)

CE-Kennzeichnung: **(€**

neodisher SBK erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.





neodisher® SBK

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen o und 30 °C einzuhalten.

Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol \square .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik "Service" verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4006/3-2 Stand 01/2016

