




triformin[®] care



Hautpflegecreme

Anwendungsbereich:

Pflege der Haut nach arbeitstäglicher Belastung sowie in Arbeitspausen im Gesundheitswesen wie z.B. Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, in chemischen und pharmazeutischen Bereichen sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie z. B. Großküchen, Fleischereien und Molkereien

Leistungsspektrum:

- Sehr ergiebige O/W-Emulsion
- Besonders geeignet zur Pflege strapazierter und trockener Haut
- Glättet die Haut spürbar und schützt vor Feuchtigkeitsverlust
- Sehr gute Hautverträglichkeit, in dermatologischen Gutachten bestätigt

Besondere Eigenschaften:

- Wirkungsvolle Pflege mit hochwertigem Jojobaöl
- Schnell einziehend
- Hält die Haut glatt und geschmeidig
- Parfümfrei
- Auch geeignet für die Ganzkörperpflege

Anwendung und Dosierung:

triformin care auf die saubere und trockene Haut aufbringen und gründlich einmassieren. Für die optimale Pflege der Haut triformin care regelmäßig nach einer Händereinigung in Arbeitspausen und nach Beendigung der Arbeit anwenden.

Vor Beginn der Arbeit zum Schutz der Haut wird die Anwendung der speziellen Hautschutzcreme triformin protect empfohlen.

Neben der regelmäßigen Hautpflege mit triformin care empfehlen wir eine schonende Händereinigung mit triformin HR oder eine hygienische Händewaschung mit dem Händedekontaminationsmittel triformin decon.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen
- Für die Dosierung von triformin care aus der 500ml-Flasche empfehlen wir den triformin dispenser 500
- Nicht mit anderen Produkten mischen



Technische Daten:

pH-Wert	ca. 5,0 (Konzentrat, 20 °C)
Viskosität	< 10 Pas (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	0,97 g/cm ³

Ingredients:

Aqua
Alcohol Denat.
Palmitic Acid
Stearic Acid
Paraffinum Liquidum
Propylene Glycol
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil
Glyceryl Stearate
Ceteareth-20
Dimethicone
Triisononanol
Sodium Dihydroxycetyl Phosphate
Caprylyl Glycol
Xanthan Gum
Galactarabinan
Glycerin
Lactic Acid
Serine
Sodium Lactate
Sorbitol
TEA-Lactate
Urea
Sodium Chloride
Sodium Benzoate
Allantoin

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 10 und 30 °C einzuhalten. triformin care kann bei geschlossenem Gebinde mindestens 30 Monate gelagert werden. Haltbarkeit nach dem Öffnen: 12 Monate.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

triformin care ist kein Gefahrstoff gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

Gebinde	Inhalt
Flaschen	6 x 500 ml
Tuben	12 x 100 ml

MB 3105/3-2
Stand: 12/2012

