

Sekusept® Instrumentenwannen



Manuelle Instrumentenaufbereitung mit System

- Sekusept® PLUS
- Sekusept® aktiv
- Sekusept® Pulver classic
- Sekusept® forte S
- Sekusept® forte
- Sekucid® Konz.
- Sekusept® Extra N
- Sekusept® Cleaner



- funktionell
- praktisch

Sekusept® Instrumentenwannen



Die kleine 2-L-Instrumentenwanne



- Praktisch und funktionell bis ins Detail
- Füllhöhenmarkierung zur einfachen, dosiergenauen Befüllung
 - durchsichtiger, stabiler Deckel mit Griff
 - Siebeinsatz mit Griffmulde
 - ideal geeignet zur Desinfektion von Instrumenten im Praxisbereich

Sekusept® Instrumentenwanne 2 L

Ausführung: Wanne aus Polypropylen
Deckel durchsichtig aus PVC
Siebeinsatz aus PVC
Farbe: weiß
Nutz-Inhalt: ca. 2 L
Außenmaße: 325 x 176 x 100 mm (L x B x H)
Innenmaße: 280 x 128 mm (L x B)
Kurzzeichen: IW2

Die standardisierte 10-L-Instrumentenwanne



- Normsiebsschalen passen in die Instrumentenwanne
- durchsichtiger Deckel
 - funktionelle und stabile Ausführung
 - glatte leicht zu reinigende Oberfläche
 - geeignet zur Desinfektion von Endoskopen

Sekusept® Instrumentenwanne 10 L

Ausführung: Wanne aus hitzestabilisiertem Polypropylen
Deckel durchsichtig aus PVC
Farbe: weiß
Nutz-Inhalt: ca. 10 L
Außenmaße: 530 x 325 x 100 mm (L x B x H)
Innenmaße: 483 x 280 mm (L x B)
Kurzzeichen: IW10

Die innovative 8-L-Instrumentenwanne



- durchsichtiger stabiler Deckel
- geeignet zur Desinfektion von chirurgischen und sonstigen Instrumenten
- geringer Platzbedarf bei großem Volumen
- praktischer Siebeinsatz mit Füllmarkierungen und Griffmulde
- patentierte Haltevorrichtung von Wanne und Sieb zum sauberen Abtropfen

Sekusept® Instrumentenwanne 8 L

Ausführung: Wanne aus hitzestabilisiertem Polypropylen
Deckel durchsichtig aus PVC
Siebeinsatz aus PVC
Farbe: weiß
Nutz-Inhalt: ca. 8 L
Außenmaße: 354 x 355 x 200 mm (L x B x H)
Innenmaße: 300 x 270 mm (L x B)
Kurzzeichen: IW8

Die bewährte 30-L-Instrumentenwanne



Zur Desinfektion von thermolabilen Instrumenten und Geräteteilen insbesondere aus dem Anästhesiebereich

- Siebeinsatz mit Griffmulde und Litermarkierung
- Ablaufhahn zum leichteren Entleeren
- Beschwerteil zur vollständigen Benetzung thermolabiler Instrumente

Sekusept® Instrumentenwanne 30 L

Ausführung: Wanne aus Polyethylen
Siebeinsatz aus PVC
Ablaufhahn
Beschwerteil optional
Deckel aus Polyethylen
Farbe: weiß
Nutz-Inhalt: ca. 30 L
Außenmaße: 575 x 360 x 210 mm (L x B x H)
Innenmaße: 508 x 300 mm (L x B)
Kurzzeichen: IW30

Bei Bedarf können die Wannen und Einsätze chemothermisch (bis 60 °C) maschinell aufbereitet werden.
Für die Aufbereitung der Deckel wird eine manuelle Reinigung/Desinfektion mit einem Instrumenten- oder Flächendesinfektionsmittel empfohlen.

ECOLAB®

Ecolab GmbH & Co. OHG
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
Telefon +49 211 98 93-0
Telefax +49 211 98 93-384

Ecolab GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien
Telefon +43 1715 25 50-2800
Telefax +43 1715 25 50-2850

Ecolab AG
Kriegackerstraße 91
CH-4132 Muttenz
Telefon +41 61 4 66 94-66
Telefax +41 61 4 66 94-55