

Detachiermittel-Sortiment für die Vor- und Nachdetachur geeignet für die Chemischreinigung in Perchlorethylen und KWL und für die Nassreinigung

Anwendungsbereiche

CARDYL® GELB

entfernt stärke- und eiweißhaltige Flecken
wie Blut, Eiweiß, Eis, Stärke, Speisereste u. a.

CARDYL® GRÜN

entfernt pflanzenfarben- und gerbstoffhaltige Flecken
wie Kaffee, Tee, Saft, Rotwein, Obst, Gras u. a.

CARDYL® ROT

entfernt wachs- und kunstharzhaltige Flecken
wie Olfarbe, Lack, Klebstoff, Kaugummi, Harz,
Stempelfarbe, Kugelschreiber, Tusche u. a.

Eigenschaften

CARDYL® GELB

schwach alkalisch eingestellt
ohne Enzyme

CARDYL® GRÜN

schwach sauer eingestellt
ohne Bleiche

CARDYL® ROT

Tensid- Lösemittelkombination
besonders wasserarm

Anwendung

Vordetachur: Unverdünnt auf die Fleckstelle auftragen. Mit Bürste oder Spatel einarbeiten, bis Fleckschubstanz angelöst ist. Das Ausspülen erfolgt in der Reinigungs- bzw. Waschmaschine.

Nachdetachur: Arbeitsweise wie in der Nachdetachur üblich. Zur Verbesserung der Ausspülbarkeit können aus CARDYL® GELB und - GRÜN durch Zugabe von 3 - 4 Teilen Wasser Gebrauchslösungen bereitet werden.

Zusammensetzung

CARDYL® GELB

15 - 30 % nichtionische Tenside, anionische Tenside, aliphatische Kohlenwasserstoffe
weitere Inhaltsstoffe: Lösemittel

CARDYL® GRÜN

5 - 15 % anionische Tenside
15 - 30 % nichtionische Tenside, aliphatische Kohlenwasserstoffe
weitere Inhaltsstoffe: Lösemittel, organische Säuren

CARDYL® ROT

5 - 15 % nichtionische Tenside, anionische Tenside
15 - 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe
weitere Inhaltsstoffe: Lösemittel

Chemisch-physikalische Daten

CARDYL® -	GELB	GRÜN	ROT
Konsistenz:	flüssig	flüssig	flüssig
pH-Wert:	ca. 10	ca. 3	ca. 7
Dichte:	0,96 g/ml	0,96 g/ml	0,89 g/ml
Viskosität, kinematisch, 40 °C:	> 7 mm ² /s	> 7 mm ² /s	> 7 mm ² /s
Flammpunkt:	66 °C	65 °C	> 100 °C

Lagerung: gut verschlossen aufbewahren

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.

Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Verpackung: PE-Kanister 5 Liter