

TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN
PURGATIS**

FLÄCHENDESINFektionsMITTEL

OROSEPT K DVG-gelistet



Art.-Nr. 142.532 10-l-Kanister
Art.-Nr. 142.533 6 x 1-l-Flasche

- reinigende Flächendesinfektion für den Küchenbereich, im Schwimmbad, in Saunen, Krankenhäuser, Altenheime und allg. Praxis
- DVG-gelistet
- besonders wirtschaftlich
- wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze, HBV- und HIV-Viren
- aldehydfrei

ANWENDUNGSBEREICH:

Das Produkt ist in der entsprechenden Verdünnung zur Reinigung und Desinfektion im Küchenbereich, in Schwimmbädern, Sanitär, Saunen, Krankenhäusern und in der allgemeinen Praxis geeignet.

DOSIERUNG UND KONTAKTZEITEN:

FLÄCHENDESINFektion gemäß VAH:

Konzentration	Einwirkzeit
5,0 %	15 Min.
2,0 %	60 Min.
1,0 %	240 Min.

DOSIERTABELLE:

Konzentration in %	ml auf 1 l Wasser	ml auf 8 l Wasser (ca. 1 Eimer)	ml auf 10 l Wasser
0,25	2,5	20	25
0,5	5	40	50
0,75	7,5	60	75
1	10	80	100
1,5	15	120	150
2	20	160	200
3	30	240	300
4	40	320	400
5	50	400	500
7,5	75	600	750

DOSIERUNG IM BEREICH LEBENSMITTEL gemäß DVG: Die Angaben der Wirksamkeit beziehen sich auf eine Desinfektionslösung von ca. 400 ml/m² Oberfläche; die Oberfläche muss vollständig benetzt werden.

Wenig belasteter Bereich bei 20 °C:

Bakterizidie: 1,5%ige Lösung: 30 Minuten; 1,0%ige Lösung: 60 Minuten
Fungizidie: 0,75%ige Lösung: 30 Minuten; 0,125%ige Lösung: 60 Minuten

Belasteter Bereich bei 20 °C:

Bakterizidie: 3,0%ige Lösung: 30 Minuten; 2,5%ige Lösung: 60 Minuten
Fungizidie: 0,75%ige Lösung: 30 Minuten; 0,5%ige Lösung: 60 Minuten

Anwendungshinweise: Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden.

Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Sicherheitshinweise unbedingt beachten.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: produktspezifisch
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 11

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: kationische Tenside, EDTA
5-15 %: nichtionische Tenside
Weitere Angaben: in 100 g Orosept K sind 4,5 g Didecyldimethylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoff enthalten
Giscode: GD 30
Zulassungs-Nummer: N-11942 · Zugelassen zur Desinfektion im Lebensmittelbereich
Haltbarkeit: im Originalgebinde 3 Jahre

KENNEICHNUNG:



Xi - Reizend

GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

- R 41: Gefahr ernster Augenschäden.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE