

APESIN *Handaktiv*



Flüssiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel

Bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid

Zusammensetzung:

100 g APESIN *Handaktiv* enthalten: 36 g Propan-2-ol, 28g Propan-1-ol, Duftstoffe, Limonene, Citral.
pH-Wert ca. 7

Leistung:

Gebrauchsfertiges, schnellwirkendes hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel (gemäß VAH). Mit rückfettenden und hautpflegenden Zusätzen. APESIN *Handaktiv* ist bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid (gegen alle behüllten Viren wirksam, wie z.B. HIV, HBV, Grippe A/H1N1). Noroviren-wirksam gemäß EN 14476. APESIN *Handaktiv* ist nach den Richtlinien der DGHM-VAH geprüft, begutachtet und zertifiziert. APESIN *Handaktiv* ist nach den europäischen Normen EN 1040, EN 12054, EN 1500 und EN 12791 geprüft.

Anwendungsbereich:

APESIN *Handaktiv* ist hervorragend geeignet für die hygienische Händedesinfektion in Gesundheitseinrichtungen, industriellen Bereichen wie z.B. Lebensmittelver- und -bearbeitung, sowie in der Kosmetik- und Pharmaindustrie. APESIN *Handaktiv* ist auch zur Desinfektion empfindlicher Hände geeignet. Die hautschonende Zusammensetzung mit pflegenden und rückfettenden Zusätzen vermeidet ein schnelles Austrocknen und Sprödewerden auch bei häufiger Anwendung. APESIN *Handaktiv* ist durch sein breites Wirkungsspektrum das optimale Händedesinfektionsmittel für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen zum persönlichen Schutz und zur Vermeidung von Kontaminationsketten.



Anwendung:

APESIN *Handaktiv* unverdünnt in den trockenen Händen vollflächig einreiben.
Hygienische Händedesinfektion: 3 ml APESIN *Handaktiv* mindestens 30 Sekunden einreiben.
Zur Vorbeugung gegen Noroviren APESIN *Handaktiv* 120 Sekunden einwirken lassen.

Besondere Hinweise:

Reizend. Entzündlich. Gefahr ernster Augenschäden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.
N-14186

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Produktcode GD 0



Best. Nr.: 01503805	1L-Spenderflasche
Best. Nr.: 0709616	500 ml Spenderflasche

