



HÄNDE-/ HAUT-
REINIGUNG/PFLEGE

Wasa® 2000

Waschlotion für alkalifreie hautfreundliche
Waschungen und Bäder

Lotion lavante – pour une toilette et
des bains sans alcalins et bien
tolérés par la peau



Gebrauchsinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Wasa® 2000

INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Lauryl Sulfate, Milk, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide DEA, Dibutyl Adipate, Dimethyl Urea, Parfum, Farnesol, Sorbic Acid, CI 42090

EIGENSCHAFTEN

- Wasa® 2000 Waschlotion reinigt gründlich, schnell und schonend
- ist auch bei empfindlicher Haut gut verträglich, dank ausgewählter Rohstoffe mild durch Milchzusatz
- erhält den natürlichen Schutzmantel der Haut
- fördert und regeneriert die biologische Abwehrfunktion der Haut
- bildet einen milden Schaum, hat einen angenehmen Geruch
- hinterlässt keinen Kalkseifenrand in der Badewanne
- ist für regelmäßigen Gebrauch zu empfehlen
- ist biologisch abbaubar

ANWENDUNGSGEBIETE

- vor der chirurgischen und nach der hygienischen Hände-Desinfektion
- für Waschungen, Voll- und Teilbäder
- zur allgemeinen Körperreinigung
- zur Kinder- und Säuglingspflege
- zur Krankenpflege
- bei Empfindlichkeit gegen alkalische Seifen
- zur Kopf- und Haarwäsche, auch bei empfindlicher Haut

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Hände-Reinigung: Hände anfeuchten, mit Wasa® 2000 Waschlotion waschen, gut abspülen und abtrocknen.

Haut-Reinigung: Für Bäder, Schaumbäder und Körperwaschungen entsprechend mehr Wasa® 2000 Waschlotion nehmen.

Hinweis: Nach längerer Lagerung gegebenenfalls vor Gebrauch schütteln.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

20 x 125 ml-Flasche	Art.-Nr. 6104
20 x 500 ml-Flasche	Art.-Nr. 8498
12 x 1 Liter-Flasche	Art.-Nr. 6118
2 x 5 Liter-Kanister	Art.-Nr. 5545

Zubehör

Dosier-Spender für 500 ml-Flasche	Art.-Nr. 9771
Dosier-Spender für 1 Liter-Flasche	Art.-Nr. 9772
Wandspender ELS 25 für 500 ml-Flasche	Art.-Nr. 4749
Wandspender TLS 25 für 1 Liter-Flasche	Art.-Nr. 5764

Mode d'emploi

A lire attentivement!

Wasa® 2000

INGREDIENTS

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Glyceryl Hydrogenated Palmitate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Lauryl Sulfate, Milk, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide DEA, Dibutyl Adipate, Dimethyl Urea, Parfum, Farnesol, Sorbic Acid, CI 42090

PROPRIÉTÉS

- Wasa® 2000 nettoie la peau en profondeur, rapidement et en douceur
- bien supporté, même par les peaux sensibles grâce à des matières premières d'excellente qualité: action adoucissante grâce à l'adjonction de lait
- renforce et régénère les défenses naturelles de la peau
- forme une mousse non-agressive; agréablement parfumé
- ne laisse pas de "traces" dans la baignoire
- utilisation régulière recommandée
- bio-dégradable

DOMAINES D'APPLICATION

- avant la désinfection chirurgicale et après la désinfection hygiénique des mains
- pour la toilette, les bains complets et partiels
- pour l'hygiène corporelle en général
- pour les soins hygiéniques aux enfants et aux nourrissons
- pour la toilette des malades
- en cas d'intolérance aux savons alcalins
- pour le lavage de la tête et des cheveux, même en cas de peau sensible

MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Lavage des mains: Humidifier les mains, les laver avec Wasa® 2000, bien les rincer et sécher.

Nettoyage de la peau: Pour les bains, les bains moussants et la toilette, utiliser une quantité plus importante de Wasa® 2000.

Remarque: En cas de stockage prolongé, agiter avant l'emploi.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'ENVOI

20 x 125 ml flacon	Art.-Nr. 6104
20 x 500 ml flacon	Art.-Nr. 8498
12 x 1 litre flacon	Art.-Nr. 6118
2 x 5 litres bidon	Art.-Nr. 5545

Accessoires

distributeur doseur pour le flacon de 500 ml	Art.-Nr. 9771
distributeur doseur pour le flacon de 1 litre	Art.-Nr. 9772
distributeur mural ELS 25 pour le flacon de 500 ml	Art.-Nr. 4749
distributeur mural TLS 25 pour le flacon de 1 litre	Art.-Nr. 5764

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81

 **LYSOFORM Dr. Hans Rosemann GmbH**
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

 **LYSOFORM**
Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14